

Lukkede systemer

Lægemidler styrker og volumen

Holdbarhed og opbevaring

Særligt for systemet



Easypump

Lægemiddel opløst i NaCl

Pip/Taz 8 g. (240 ml.)
 Pip/Taz 12 g. (249 ml.)
 Ceftriaxon 2 g. (200 ml.)
 Vancomycin variabel 500-2000 mg. (248 ml.)
 Vancomycin 1 g. (240 ml.)
 Vancomycin 1,5 g. (248 ml.)
 Vancomycin 2 g. (240 ml.)

Pip/Taz: 7 døgn på køl + 24 timer ved stuetemperatur

Ceftriaxon: 14 døgn på køl

Vancomycin: 6 døgn på køl + 24 timer ved stuetemperatur

Kølevare. Patienten skal have medicinen med hjem på køl. Flamingokasse via SAF eller køletaske og elementer fra afdelingen. Patienter skal have bæltetaske med hjem til at bære pumpen i.

ILS varenumre:
 Køletaske: 244802. (mindst 12 stk.) Køleelementer: 318574 (4 stk.)
 Bæltetaske: 530966 Small (50 ml. - 270 ml.) 530967 Large (300 ml. - 500 ml.)



Infusionsposer CADD pumper

Lægemiddel opløst i NaCl


Pip/Taz 8 g. (146 ml.)
 Pip/Taz 12 g. (259 ml.)
 Pip/Taz 16 g. (262 ml.)
 Vancomycin 1 g. (200 ml.)
 Vancomycin 2 g. (400 ml.)
 Vancomycin 3 g. (600 ml.)

Pip/Taz: 7 døgn på køl + 24 timer ved stuetemperatur

Vancomycin: 3 døgn på køl + 24 timer ved stuetemperatur

Kølevare. Patienten skal have medicinen med hjem på køl. Flamingokasse via SAF eller køletaske og elementer fra afdelingen.

ILS varenumre:
 Køletaske: 244802. (mindst 12 stk.) Køleelementer: 318574 (4 stk.)



DivibaX-koblede lægemidler

Lægemiddel opløst i NaCl

Ampicillin 1 g. (100 ml.)
 Ampicillin 2 g. (100 ml.)
 Benzylpenicillin 0,6 g. (100 ml.)
 Benzylpenicillin 1,2 g. (100 ml.)
 Benzylpenicillin 3 g. (100 ml.)
 Cloxacillin 1g. (100 ml.)
 Cloxacillin 2 g. (100 ml.)
 Piperacil/Tazobactam 2 g.+0,25 g. (100 ml.)
 Piperacil/Tazobactam 4 g.+ 0,5 g. (100 ml.)

Holdbarhed er 12 måneder efter produktionsdato ved stuetemperatur. Anvendes umiddelbart efter blanding – se etiket for nærmere information.

Ikke kølevare - skal opbevares ved stuetemperatur



Mix-Ad sæt Ecoflac Connect

Alle lægemidler der kan fås som tørstof i hætteglas

Holdbarhed fremgår på de enkelte hætteglas og Mix-Ad sæt

Ecoflac Connect kan bestilles via ILS. Der findes 3 størrelser, så systemet passer til nærmest alle størrelse halsdiameter på hætteglassene.



Duplex poser og øvrige infusionsposer

Cefuroxim 750 mg. + 1,5 g.
 Ciprofloxacin 200mg. + 400 mg.
 Clindamycin 300 mg. + 600 mg.
 Fluconazol 100 mg. + 200 mg. + 400 mg.
 Gentamicin 80 mg. + 240 mg. + 360 mg.
 Metronidazol 500 mg.
 Moxifloxacin 400 mg.

Holdbarhed fremgår på de enkelte poser